

Andadera Rollator Aluminio Deluxe

Andadera tipo rollator de aluminio con asiento acolchado y ruedas de 8"

- Estructura de aluminio ligero para facilidad de uso y transporte.
- Ruedas planas de 8" que mejoran la estabilidad y maniobrabilidad.
- Empuñaduras ergonómicas con frenos de bucle para control seguro de la velocidad y bloqueo de las ruedas.
- Asiento acolchado con respaldo acolchado con botón de liberación para mayor apoyo y comodidad.
- Sistema de plegado fácil para almacenamiento en casa o transporte en vehículo.
- Bolsa de almacenamiento práctica colocada debajo del asiento.
- Horquillas reforzadas que aumentan la sujeción y estabilidad de la andadera.
- Perilla de ajuste de altura de manijas de tres piezas para adaptación a diferentes usuarios.



Almacenamiento bajo el asiento



Asiento cómodo



Diseño Plegable

Especificación	Detalle
Material del marco	Aluminio ligero
Tipo de ruedas	Plana, 8" (20 cm aprox.)
Freno	Freno de bucle ergonómico en empuñaduras
Asiento	Acolchado con respaldo (curvo)
Bolsa de almacenamiento	Incluida debajo del asiento
Sistema de plegado	Sí, plegable para transporte y almacenamiento
Altura de empuñaduras	Ajustable (sistema 3 piezas)
Capacidad máxima estimada	~300 lb / ~136 kg (valor típico de rollators deluxe con ruedas de 8"; no confirmado explícitamente por Medfex)
Aplicación	Ayuda para la marcha/andadera ortopédica
Público objetivo	Adulto
País de origen	Estados Unidos