

## Filtro para aspirador PM-60 Precision Medical

### Filtro hidrofóbico en línea para sistemas de aspiración médica

#### Datos técnicos

- ? Puede utilizarse con prácticamente cualquier sistema portátil de aspiración.
- ? Ayuda a proteger la bomba de succión contra contaminación en caso de sobrellenado del canister.
- ? Previene que el fluido alcance la bomba de succión.
- ? Repuesto compatible con aspiradores PM60 EasyVac, PM61 PowerVac y PM63 PowerVac+.
- ? Diseño en línea para instalación directa en el circuito de succión.
- ? Tipo de filtro hidrofóbico/HEPA para filtración bacteriana y viral.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.



Especificación	Detalle
Diámetro	57 mm
Conexión al paciente	1/4" a 3/8" hose barb
Conexión al equipo	1/4" a 3/8" hose barb
Tipo de filtro	Hidrofóbico / HEPA
Eficiencia BFE	99.99%+
Eficiencia VFE	99.99%+
Aplicación	Filtro bacteriano en línea para aspiración
Garantía	1 año con Medfex