

Pro's Combo II™ DH

Kit Aneroide/Estetoscopio Portátil

Descripción técnica:

- El esfigmomanómetro utiliza un manómetro esmaltado de 300 mmHg, ofreciendo mediciones confiables y consistentes incluso con uso intensivo.
- El brazalete ADCuff™ está calibrado y cuenta con el sistema Size Guide™, que ayuda a asegurar la colocación correcta y reduce errores por talla incorrecta.
- La válvula de desinflado cromada permite una liberación de aire controlada y suave para una lectura más precisa.
- El estetoscopio Proscope 670 de doble cabeza ofrece auscultación confiable, con campana y diafragma adecuados para examinar diferentes frecuencias.
- El conjunto incluye un estuche de transporte grande y resistente, ideal para movilidad o guardado seguro del kit.
- El producto no está fabricado con caucho natural de látex, reduciendo riesgos de alergias.
- El kit está ensamblado, inspeccionado y empacado en Estados Unidos.



Tamaños disponibles:



Opciones de color adicionales



Bolsa de transporte con cierre.

Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Pro's Combo
Manómetro	808
Garantía	1 año
Precisión del esfigmomanómetro	±3 mmHg a 10 °C – 40 °C
Precisión del esfigmomanómetro en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2%, lo que sea mayor, por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	Estándar
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	ADCUFF
Tamaño del brazal	Adulto
Rango del brazal	23 – 40 cm
Estuche / funda de transporte	888