

Estetoscopio ADC Proscope™ 640

Estetoscopio estilo Rappaport

Uso previsto:

Estetoscopio **tipo Rappaport**, diseñado para auscultación completa en **adultos, niños y recién nacidos**. Ideal para clínicas generales, hospitales, consultorios de urgencias, tocología, pediatría y prácticas con flujo mixto donde se requiere un único estetoscopio adaptable a diferentes edades.

Descripción Técnica:

- Tambor torácico roscado de zinc cromado compatible con 5 accesorios intercambiables:
- Diafragma adulto
- Diafragma pediátrico
- 3 campanas (1 1/4", 1", 3/4")
- Válvula de conmutación de diseño propietario que reduce al mínimo la pérdida acústica.
- Armazón con binaurales de aluminio regulables.
- Tubos dobles (double-tube) que brindan separación acústica tipo Rappaport.
- Incluye estuche con accesorios, diafragmas y olivas adicionales.
- Libre de látex (no fabricado con caucho natural).
- Longitud total: 24" (~61 cm).
- Peso: 7 oz (~198 g).
- Ensamblado, inspeccionado y empacado en EE.UU.



Especificación	Detalle
Tipo de estetoscopio	Sprague
Material de la pieza torácica	Zinc cromado
Configuración del tubo	Doble tubo
Longitud del tubo (cm)	40.6 cm
Longitud total (cm)	61 cm
Sistema de pieza torácica	Tambor roscado con accesorios intercambiables
Accesorios de la pieza torácica	5 adaptadores intercambiables
Diafragmas incluidos	Adulto y pediátrico
Campanas incluidas	Tres tamaños
Sistema de válvula	Propietario (sellado acústico)
Auriculares	Aluminio ajustable
Material del tubo	PVC

Especificación	Detalle
Contenido del estuche	Adaptadores, llave de pieza torácica, diafragmas de repuesto y olivas
Libre de látex	Sí
Peso total (g)	198 g
Garantía	1 año

medfex™

FICHA TÉCNICA