

Estetoscopio ADC Adscope 647

Estetoscopio tipo Rappaport — 1 tubo

Uso previsto:

Estetoscopio multipropósito para uso en **adultos, pediatría y neonatos**, pensado para clínicas generales, consultorios, urgencias, atención prenatal/neonatal o entornos con alta rotación de pacientes de distintas edades, donde se necesita un instrumento versátil y completo.

Descripción Técnica:



- Tambor torácico roscado que admite cinco herrajes intercambiables: diafragma adulto, diafragma pediátrico y tres campanas (1 1/4", 1", 3/4").
- Tubo en "Y" extra grueso, libre de látex natural.
- Mecanismo de válvula patentado que elimina fugas acústicas al cambiar los accesorios.
- Binaurales ajustables de aluminio.
- Incluye estuche de accesorios con campanas, diafragmas de repuesto y una pareja de olivas (eartips) tipo snap-on.
- Peso total: 5.7 oz (? 162 g).
- Longitud total: 31.5 pulgadas.
- Fabricado, inspeccionado y empaçado en EE. UU. bajo estándares de calidad.

Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Convertible
Material de la pieza torácica	Zinc
Acabado de la pieza torácica	Mirror / Satin
Peso de la pieza torácica (g)	93.6 g
Diámetro del diafragma (cm)	3.8 cm / 2.54 cm
Material del diafragma	PVC
Tipo de diafragma	Estándar
Diámetro de la campana (cm)	3.2 cm / 2.54 cm / 1.9 cm
Tipo de auriculares	Resorte externo
Material de los auriculares	Aluminio
Acabado de los auriculares	Anodizado
Longitud del tubo (cm)	55.8 cm
Longitud total (cm)	76.25 cm
Peso total (g)	162 g